

VIESTIÄ

Novatherm-pohjalliset ovat ohuet ja joustavat, ja ne on päällystetty Alcantaralla. Pohjallisen pehmeät ja joustavat reunat tekevät siitä miellyttävän ja helpon sovittaa. Muotonsapitävä lämpömuovipohja tekee pohjallisesta tukevan ja vahvan.

Materiaali on muotoiltavissa 110°C:ssa, mikä mahdollistaa sekä säätämisen että uudelleen muotoilun yksilöllisen lestin päällä.

NOVATHERM LANGE

Perinteinen Lange-malli normaalia korkeammilla tukevilla reunoilla.

NOVATHERM LANGE

KOKO	TUOTENRO
19/20-47/48	981 289 0 + strl



NOVATHERM COMFORT

Ohuen ja joustavan Novatherm Comfortin ominaisuudet sekä sen muotoiltavuus tekevät siitä erinomaisen pohjallisvaihtoehdon useimmille jalkineille.

NOVATHERM COMFORT

KOKO	TUOTENRO
35-48	985 146-454 + strl



NOVATHERM AKTIV

Samat tunnusomaiset ominaisuudet kuin Novatherm Comfort -pohjallisissa – erona vain korkeammat reunat. Lesti on muotoiltu tehokkaasti hyödyntämään jalkapohjan rasvakudosta.

NOVATHERM AKTIV

KOKO	TUOTENRO
35-48	986543-454 + strl



NOVATHERM AKTIV PPT

Novatherm Aktiv PPT:n ominaisuudet ovat samat kuin Novatherm Aktiv -pohjallisissa. Tässä mallissa mustan Alcantara-pinnan alla ohut iskuvaimentava kerros PPT:tä.

NOVATHERM AKTIV MED PPT

KOKO	TUOTENRO
35–48	986539 + strl



HIILIKUITUPOHJALLINEN

Hiilikuitupohjallinen 1,6mm tai 1,9mm paksuisena.

NOVATHERM COMFORT MED PPT

KOKO	PAKSUUS	TUOTENRO
35–48	1,6mm	047950 0 + strl
35–48	1,9mm	047955 0 + strl



DIABETIC WALKER INSOLE

Sopii Rebound Diabetic Walkeriin.

TUOTENRO

KOKO	OIKEA	VASEN
Small	972659-006-S	972759-006-S
Medium	972659-006-M	972759-006-M
Large	972659-006-L	972759-006-L
X-Large	972659-006-XL	972759-006-XL



DIABETIC INSOLE

Väliaikaiset pohjalliset hoitojalkineisiin.

KOKO	TUOTENRO
35–47	970058-000 + storlek

